



# PORTAFOLIO DE ENSAYOS LSA

Código: LSA-FO-066

Versión: 02

Página 1 de 9

Fecha: 02/12/2020

AÑO 2025

## DISPONIBILIDAD DE ENSAYOS

BRUCELOSIS					
	Prueba Diagnóstica	Muestras	Tipo de Preservación	Cantidad mínima	Tipo de recipiente
1.	PRUEBA DE ROSA DE BENGALA PARA BRUCELOSIS (RB).	Suero	Ice pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante
		Sangre	Ice Pack	4 ml	Tubo sin anticoagulante
2.	ENZIMOINMUNOENSAYO INDIRECTA (ELISA INDIRECTA BRUCELLA).	Suero	Ice Pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante
		Sangre	Ice Pack	4 ml	Tubo sin anticoagulante
3.	ENZIMOINMUNOENSAYO COMPETITIVO (ELISA COMPETITIVA BRUCELLA).	Suero	Ice Pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante
		Sangre	Ice Pack	4 ml	Tubo sin anticoagulante

Elaboró	Revisó	Aprobó
M.V. Maritza Revolorio	Equipo de Gestión	Q.B. Vanessa Salazar
Profesional de Diagnostico	Profesional de Diagnostico	Coordinador de Laboratorio



# PORTAFOLIO DE ENSAYOS LSA

Código: LSA-FO-066

Versión: 02

Página 2 de 9

Fecha: 02/12/2020

4.	PRUEBA DE ANTIGENO BUFERADO (BPA BRUCELLA).	Suero	Ice Pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante
		Sangre	Ice Pack	4 ml	Tubo sin anticoagulante
5.	FLUORESCENCIA POLARIZADA (BRUCELOSIS)	Suero	Ice Pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante
		Sangre	Ice Pack	4 ml	Tubo sin anticoagulante
ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA (EEB)					
	Prueba diagnostica	Muestras	Tipo de preservación	Cantidad mínima	Tipo de recipiente
6.	ENZIMOINMUNOENSAYO ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME BOVINA (ELISA EEB).	Cerebro que contenga el Obex	Ice Pack	1 cerebro	Hielera
LEUCOSIS					
	Prueba diagnostica	Muestras	Tipo de preservación	Cantidad mínima	Tipo de recipiente
7.	ENZIMOINMUNOENSAYO LEUCOSIS	Suero	Ice Pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Aprobó</b>
M.V. Maritza Revolorio	Equipo de Gestión	Q.B. Vanessa Salazar
Profesional de Diagnostico	Profesional de Diagnostico	Coordinador de Laboratorio



# PORTAFOLIO DE ENSAYOS LSA

Código: LSA-FO-066

Versión: 02

Página 3 de 9

Fecha: 02/12/2020

## DIARREA VIRAL BOVINA

	Prueba diagnostica	Muestras	Tipo de preservación	Cantidad mínima	Tipo de recipiente
8.	ENZIMOINMUNOENSAYO AC. DIARREA VIRAL BOVINA.	Suero	Ice Pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante

## RINOTRAQUEITIS INFECCIOSA BOVINA

	Prueba diagnostica	Muestras	Tipo de preservación	Cantidad mínima	Tipo de recipiente
9.	ELISA PARA DETECCION DE AC IBR	Suero	Ice Pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante

## PESTE PORCINA CLASICA

	Prueba diagnostica	Muestras	Tipo de preservación	Cantidad mínima	Tipo de recipiente
10.	ENZIMOINMUNOENSAYO PPC AC (ELISA PESTE PORCINA CLÁSICA DETECCIÓN DE ANTICUERPO).	Suero	Ice pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante

Elaboró	Revisó	Aprobó
M.V. Maritza Revolorio	Equipo de Gestión	Q.B. Vanessa Salazar
Profesional de Diagnostico	Profesional de Diagnostico	Coordinador de Laboratorio



# PORTAFOLIO DE ENSAYOS LSA

Código: LSA-FO-066

Versión: 02

Página 4 de 9

Fecha: 02/12/2020

FIEBRE PORCINA AFRICANA					
	Prueba diagnostica	Muestras	Tipo de preservación	Cantidad mínima	Tipo de recipiente
11.	ENZIMOINMUNOENSAYO FPA (ELISA INDIRECTA PESTE PORCINA AFRICANA DETECCIÓN DE ANTICUERPO)	Suero o plasma	Ice Pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante
12.	ENZIMOINMUNOENSAYO FPA (ELISA COMPETITIVA PESTE PORCINA AFRICANA DETECCIÓN DE ANTICUERPO)	Suero o plasma	Ice Pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante
DIARREA EPIDÉMICA PORCINA					
	Prueba diagnostica	Muestras	Tipo de preservación	Cantidad mínima	Tipo de recipiente
13.	ENZIMOINMUNOENSAYO PEDV AC (ELISA INDIRECTA PARA DIARREA EPIDEMICA PORCINA DETECCIÓN DE ANTICUERPO).	Suero	Ice Pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante
SÍNDROME RESPIRATORIO Y REPRODUCTIVO PORCINO					
	Prueba diagnostica	Muestras	Tipo de preservación	Cantidad mínima	Tipo de recipiente

Elaboró	Revisó	Aprobó
M.V. Maritza Revolorio	Equipo de Gestión	Q.B. Vanessa Salazar
Profesional de Diagnostico	Profesional de Diagnostico	Coordinador de Laboratorio



# PORTAFOLIO DE ENSAYOS LSA

Código: LSA-FO-066

Versión: 02

Página 5 de 9

Fecha: 02/12/2020

14.	ENZIMOINMUNOENSAYO PRRS AC (ELISA INDIRECTA PARA SÍNDROME RESPIRATORIO Y REPRODUCTIVO PORCINO DETECCIÓN DE ANTICUERPO).	Suero	Ice Pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante
<b>AUJESZKY</b>					
	<b>Prueba diagnostica</b>	<b>Muestras</b>	<b>Tipo de preservación</b>	<b>Cantidad mínima</b>	<b>Tipo de recipiente</b>
15.	ENZIMOINMUNOENSAYO AUJESZKY gE (ELISA PARA AUJESZKY DETECCIÓN DE ANTICUERPO).	Suero	Ice Pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante
<b>INFLUENZA A</b>					
	<b>Prueba diagnostica</b>	<b>Muestras</b>	<b>Tipo de preservación</b>	<b>Cantidad mínima</b>	<b>Tipo de recipiente</b>
16.	ENZIMOINMUNOENSAYO INFLUENZA A AC (ELISA PARA INFLUENZA A DETECCIÓN DE ANTICUERPO).	Suero	Ice Pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante
<b>ARTRITIS ENCEFALITIS CAPRINA</b>					
	<b>Prueba diagnostica</b>	<b>Muestras</b>	<b>Tipo de preservación</b>	<b>Cantidad mínima</b>	<b>Tipo de recipiente</b>

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Aprobó</b>
M.V. Maritza Revolorio	Equipo de Gestión	Q.B. Vanessa Salazar
Profesional de Diagnostico	Profesional de Diagnostico	Coordinador de Laboratorio



# PORTAFOLIO DE ENSAYOS LSA

Código: LSA-FO-066

Versión: 02

Página 6 de 9

Fecha: 02/12/2020

17.	ENZIMOINMUNOENSAYO CAEV AC (ELISA PARA ARTRITIS ENCEFALITIS CAPRINA DETECCIÓN DE ANTICUERPO).	Suero	Ice Pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante
<b>MYCOPLASMA AGALACTIAE</b>					
	<b>Prueba diagnostica</b>	<b>Muestras</b>	<b>Tipo de preservación</b>	<b>Cantidad mínima</b>	<b>Tipo de recipiente</b>
18.	ENZIMOINMUNOENSAYO MYCOPLASMA AGALACTIAE (ELISA PARA MYCOPLASMA AGALACTIAE DETECCIÓN DE ANTICUERPO).	Suero	Ice Pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante
<b>NEOSPORA CANINUM</b>					
	<b>Prueba diagnostica</b>	<b>Muestras</b>	<b>Tipo de preservación</b>	<b>Cantidad mínima</b>	<b>Tipo de recipiente</b>
19.	ENZIMOINMUNOENSAYO NEOSPORA CANINUM	Suero	Ice pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante
<b>CHLAMYDOPHILA ABORTUS</b>					
	<b>Prueba diagnostica</b>	<b>Muestras</b>	<b>Tipo de preservación</b>	<b>Cantidad mínima</b>	<b>Tipo de recipiente</b>
20.	ENZIMOINMUNOENSAYO CHLAMYDOPHILA ABORTUS (ELISA INDIRECTO MULTIESPCIE PARA CHLAMYDOPHILA ABORTUS DETECCIÓN DE ANTICUERPO).	Suero	Ice Pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Aprobó</b>
M.V. Maritza Revolorio	Equipo de Gestión	Q.B. Vanessa Salazar
Profesional de Diagnostico	Profesional de Diagnostico	Coordinador de Laboratorio



# PORTAFOLIO DE ENSAYOS LSA

Código: LSA-FO-066

Versión: 02

Página 7 de 9

Fecha: 02/12/2020

ANEMIA INFECCIOSA EQUINA					
	Prueba diagnostica	Muestras	Tipo de preservación	Cantidad mínima	Tipo de recipiente
21.	INMUNODIFUSION ANEMIA INFECCIOSA EQUINA (IDIA AIE).	Suero	Ice Pack	2 ml	Tubo sin anticoagulante
INFLUENZA AVIAR, NEW CASTLE					
	Prueba diagnostica	Muestras	Tipo de preservación	Cantidad mínima	Tipo de recipiente
22.	INMUNODIFUSIÓN INFLUENZA AVIAR (IDIA IA).	Suero	Ice Pack	1 ml	Viales y/o pajillas
23.	INHIBICIÓN DE LA HEMOAGLUTINACIÓN PARA INFLUENZA AVIAR: H7N3 H5N2 H5N1 H5N8	Suero	Ice Pack	1 ml	Viales y/o pajillas
24.	INHIBICIÓN DE LA HEMOAGLUTINACIÓN PARA NEWCASTLE (HI NC).	Suero	Ice Pack	1 ml	Viales y/o pajillas
25.	PCR INFLUENZA A (aves)	Hisopado traqueales, cloacales, orofaríngeos. Sangre completa	Medio de transporte, Ice Pack	1 ml (sangre)	Hisopos de dacrón con mango plástico (5

Elaboró	Revisó	Aprobó
M.V. Maritza Revolorio	Equipo de Gestión	Q.B. Vanessa Salazar
Profesional de Diagnostico	Profesional de Diagnostico	Coordinador de Laboratorio



# PORTAFOLIO DE ENSAYOS LSA

Código: LSA-FO-066

Versión: 02

Página 8 de 9

Fecha: 02/12/2020

					hisopos máximos por tubo) Sangre tubos con EDTA
<b>ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME BOVINA (EEB)</b>					
	<b>Prueba diagnostica</b>	<b>Muestras</b>	<b>Tipo de preservación</b>	<b>Cantidad mínima</b>	<b>Tipo de recipiente</b>
26.	EEB (ELISA)	Cerebro que contenga el Obex	Ice Pack	1 cerebro	Hielera
<b>RABIA (INMUNOFLORESCENCIA)</b>					
	<b>Prueba diagnostica</b>	<b>Muestras</b>	<b>Tipo de preservación</b>	<b>Cantidad mínima</b>	<b>Tipo de recipiente</b>
27.	RABIA	Cerebro Bovino	Ice Pack	1 Cerebro	Hielera
<b>PARASITOS</b>					
	<b>Prueba diagnostica</b>	<b>Muestras</b>	<b>Tipo de preservación</b>	<b>Cantidad mínima</b>	<b>Tipo de recipiente</b>
28.	TINCIÓN MICROSCÓPICA DIRECTA PARA PIROPLASMOSIS, ANAPLASMOSIS Y BABESIA.	Sangre completa	Ice Pack	5 ml	Tubo con EDTA
29.	IDENTIFICACIÓN GBG	Larva	Etanol 70%	3 larvas	Tubo de vidrio o plástico

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Aprobó</b>
M.V. Maritza Revolorio	Equipo de Gestión	Q.B. Vanessa Salazar
Profesional de Diagnostico	Profesional de Diagnostico	Coordinador de Laboratorio





# PORTAFOLIO DE ENSAYOS LSA

Código: LSA-FO-066

Versión: 02

Página 9 de 9

Fecha: 02/12/2020

30.	TRICOMONIASIS FOETUS	Lavado vaginal / prepucial	Solución salina o PBS temperatura ambiente	100 ml	Bolsa de plástico o tubo falcon
	<b>MICROBIOLOGÍA</b>				
	<b>Prueba diagnostica</b>	<b>Muestras</b>	<b>Tipo de preservación</b>	<b>Cantidad mínima</b>	<b>Tipo de recipiente</b>
31.	LOQUE AMERICANA (cultivo)	Panal	Empacados en papel, ice pack	20 cm2	Empaque papel Kraft y hielera
32.	AISLAMIENTO DE <i>E.COLI</i> , <i>SALMONELLA PULLORUM</i> , <i>SALMONELLA SPP.</i>	Tejido , heces, hisopados.	Medios de transporte, Ice Pack	5 ml	En las misma jeringa que se extrajo la muestra, Bolsas , frascos estériles .

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Aprobó</b>
M.V. Maritza Revolorio	Equipo de Gestión	Q.B. Vanessa Salazar
Profesional de Diagnostico	Profesional de Diagnostico	Coordinador de Laboratorio